


Wb 및 Elisa용 Anti-Qprt 폴리클로날 항체 - Q15274

품목 번호: CM0017587



소개

인간 QPRT(니코티네이트-뉴클레오타이드 피로인산화효소)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체입니다. 마우스 및 랫트와의 교차 반응성이 확인되었으며 WB 및 ELISA에 검증되었습니다. 퀴놀린산 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	QPRT Rabbit pAb
비고/별칭	QPRTase; HEL-S-90n; QPRT
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	23475
GeneID	23475
면역원(Immunogen)	인간 QPRT (NP_055113.2)의 아미노산 1-297에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q15274
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스백