

Wb, Elisa용 항-Qsox1 다클론 항체 - O00391

품목 번호: CM0028567



소개

웨스턴 블롯과 ELISA에서 유효성이 검증된 인간 및 마우스 반응성 QSOX1 토끼 다클론 항체입니다. 이항화결합 형성과 세포외 기질 리모델링에 핵심 효소인 설프하이드릴 옥시다아제 1을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	QSOX1 토끼 pAb
비고/별칭	Q6; QSCN6; QSOX1
종	인간
유전자 ID	5768
면역원	인간 QSOX1(NP_001004128.1)의 아미노산 1-330번에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O00391
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스백