

Wb 및 Elisa용 Anti-Qsox2 폴리클로널 항체 - Q6Zrp7

품목 번호: CM0018700

소개

QSOX2 Rabbit pAb는 인간 QSOX2를 검출하며 마우스와 교차 반응하고 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 세포자살 및 이황화 결합 형성에서 술프히드릴 산화효소 2를 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	QSOX2 Rabbit pAb
비고/별칭	SOXN; QSCN6L1; QSOX2
종	인간(Human)
GeneID (인간)	169714
면역원	인간 QSOX2 (NP_859052.3)의 아미노산 370-650에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse)
SWISS	Q6ZRP7
단백질 분자량	78kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)