

Wb 및 Elisa용 Anti-R9Ap/Rgs9Bp 폴리클로날 항체 - Q6Zs82

품목 번호: CM0019204

소개

광전달 과정에서 RGS9-1의 막 앵커인 R9AP/RGS9BP를 표적하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 시각 및 GPCR 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	R9AP/RGS9BP Rabbit pAb
비고/별칭	R9AP; RGS9; PERRS; R9AP/RGS9BP
종	인간
유전자 ID (인간)	388531
면역원	인간 R9AP/RGS9BP (NP_997274.2)의 아미노산 1-107 내 서열에 상응하는 재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q6ZS82
단백질 무게	25kDa
배송	아이스백