


Wb 및 Elisa용 항Rab10 토끼 다클론 항체 - P61026

품목 번호: CM0027732



소개

인간 RAB10에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 마우스와 교차 반응합니다. 표적 단백질은 골지체-원형질막 수송, 섬모 형성 및 선천성 면역에 관여하는 작은 GTPase입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	RAB10 토끼 pAb
비고/별칭	RAB10
종	인간
GeneID (인간)	10890
GeneID	10890
면역원	인간 RAB10 (NP_057215.3)의 아미노산 98-198에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P61026
단백질 분자량	23kDa
배송 방식	아이스 팩