


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Rab11B 다클론 항체 - Q15907

품목 번호: CM0013127



소개

인간 RAB11B(UniProt Q15907)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와의 교차 반응성을 가지며 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 세포내이입 재순환 및 막 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RAB11B 토끼 pAb
비고/별칭	H-YPT3; NDAGSCW; RAB11B
종	인간
GeneID (인간)	9230
GeneID	9230
면역원	인간 RAB11B(NP_004209.2)의 아미노산 100-200 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q15907
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스팩