


Wb, Elisa용 항-Rab11Fip1 폴리클로날 항체 - Q6Wkz4

품목 번호: CM0027453



소개

인체 RAB11FIP1을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA 검증을 완료했습니다. 연구 분야에서 엔도솜 재활용(endosomal recycling), 식세포 작용(phagocytosis) 및 소낭 수송(vesicle trafficking) 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RAB11FIP1 토끼 pAb
비고/별칭	RCP; NOELIA; rab11-FIP1; RAB11FIP1
종	인체
유전자 ID (인체)	80223
유전자 ID	80223
면역원	재조합 단백질: 인체 RAB11FIP1의 330-540 아미노산 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_079427.4).
출처	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인체
SWISS	Q6WKZ4
단백질 무게	137kDa
배송	아이스팩