

Ip 및 Elisa용 Anti-Rab12 단클론 항체 - Q6Iq22

품목 번호: CM0008184



소개

면역침전(IP) 및 ELISA 응용을 위한 고품질의 anti-Rab12 단클론 항체입니다. 인간 샘플에 대해 검증되었으며, 엔도솜 수송 및 오토파지에 관여하는 소형 GTPase Rab-12를 표적으로 합니다. IVD 및 연구 사용에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rab12 Rabbit mAb [MJFF-A-3F6]
비고/별칭	RAB12
종	Human
유전자 ID (인간)	201475
유전자 ID	201475
면역원	인간 Rab12 단백질(Q6IQ22)의 아미노산 1-244에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	단클론 항체
응용	IP, ELISA
교차 반응성	Human
SWISS	Q6IQ22
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스 팩