

Wb 및 Elisa용 Anti-Rab12 Rabbit Monoclonal Antibody [Ko Validated] - Q6Iq22

품목 번호: CM0004941



소개

웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA용 KO 검증된 anti-Rab12 rabbit monoclonal antibody (clone MJFF-A-6E6). 인간 및 마우스 Rab12를 검출하며, 이는 엔도솜 트래피킹(trafficking) 및 오토파지를 조절하는 소형 GTPase입니다. 막 트래피킹 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] Rab12 Rabbit mAb [MJFF-A-6E6]
비고/별칭	RAB12
종종(Species)	Human
GeneID (Human)	201475
면역원(Immunogen)	인간 Rab12 단백질 (Q6IQ22)의 아미노산 1-244에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Monoclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	Q6IQ22
단백질 분자량	27kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)