

Wb, If/Icc, Elisa용 항Rab13 토끼 다클론 항체 - P51153

품목 번호: CM0014718

소개

인간 RAB13에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 밀착연접 조립, 내포 재순환 및 GLUT4 전위 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RAB13 토끼 pAb
비고/별칭	GIG4; RAB13
종	인간
유전자ID (인간)	5872
유전자ID	5872
면역원	제조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P51153
단백질 분자량	23kDa
배송 방식	아이스팩