

Wb 및 Elisa용 항-Rab14 토끼 다클론 항체 - P61106

품목 번호: CM0014224



소개

웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증된 항-RAB14 토끼 다클론 항체입니다. 골지-내포체 수송, 내포체 결합, 세포 부착을 조절하는 Rab 소형 GTPase인 인간 및 마우스 RAB14를 검출합니다. IVD 및 연구 응용 분야에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	RAB14 토끼 pAb
비고/별칭	FBP, RAB-14, RAB14
종	인간
GeneID (인간)	51552
GeneID	51552
면역원	인간 RAB14 (NP_057406.2)의 아미노산 39-140 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
원산지	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P61106
단백질 분자량	24kDa
운송 방식	아이스백