

Anti-Rab17 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9H0T7

품목 번호: CM0026393

소개

인간 RAB17에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA 응용에 적합합니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 RAB17을 검출합니다. 트랜스시토시스 및 막 트래피킹 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RAB17 Rabbit pAb
비고/별칭	RAB17
종	인간
GeneID (Human)	64284
GeneID	64284
면역원	인간 RAB17 (NP_071894.1)의 아미노산 1-212에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H0T7
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스백