

Wb 및 Elisa용 Anti-Rab18 폴리클로날 항체 - Q9Np72

품목 번호: CM0030445



소개

인간 RAB18에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 샘플의 내인성 RAB18을 검출합니다. 세포 내 막 트래피킹, ER-지질 방울 접촉 및 신경 퇴행 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RAB18 Rabbit pAb
비고/별칭	WARBM3; RAB18LII; RAB18
종	Human
유전자 ID (인간)	22931
유전자 ID	22931
면역원	인간 RAB18 (NP_067075.1)의 아미노산 1-206에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9NP72
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스 팩