

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Rab1A Rabbit Polyclonal Antibody - P62820

품목 번호: CM0013224



소개

인간 RAB1A (NP_004152.1)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨; 마우스 및 랫드와 교차 반응. ER-to-Golgi 이동 및 자가포식 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RAB1A Rabbit pAb
비고/별칭	RAB1; YPT1; RAB1A
종	인간
유전자 ID (인간)	5861
유전자 ID	5861
면역원	인간 RAB1A (NP_004152.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	P62820
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스백