


Wb, Elisa용 Anti-Rab1B 토끼 다클로날 항체 - Q9H0U4

품목 번호: CM0027961



소개

인간 RAB1B (NP_112243.1)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 분자량이 22 kDa인 인간 및 마우스 샘플의 RAB1B 검출에 적합하며, 세포 내 막 수송 및 오토파지 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] RAB1B Rabbit pAb
비고/별칭	RAB1B
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	81876
면역원	인간 RAB1B (NP_112243.1)의 아미노산 7-201에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9H0U4
단백질 무게	22kDa
배송	아이스백