


Wb, If/Icc, Elisa용 항Rab1B 토끼 다클론 항체 - Q9H0U4

품목 번호: CM0022199



소개

인간 RAB1B(ras 관련 단백질 Rab-1B)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 소포체-골지 수송, 자가포식, GTPase 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	세부 정보
제품명	RAB1B 토끼 pAb
비고/별칭	RAB1B; ras-related protein Rab-1B
종	인간
GeneID (인간)	81876
GeneID	81876
면역원	인간 RAB1B (NP_112243.1)의 아미노산 7-201번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H0U4
단백질 분자량	22kDa
배송 방식	아이스백