

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Rab20 폴리클로널 항체 - Q9Nx57

품목 번호: CM0019379

소개

인간 RAB20을 타겟팅하는 토끼 폴리클로널 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 막 트래피킹, 포솜 성숙 및 췌장 암 생물학 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RAB20 Rabbit pAb
비고/별칭	RAB20
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	55647
유전자 ID	55647
면역원(Immunogen)	인간 RAB20 (NP_060287.1)의 아미노산 80-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	Q9NX57
단백질 분자량	26kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)