

Wb, Ip, Elisa용 Anti-Rab22A 토끼 단일클론 항체 - Q9UL26

품목 번호: CM0006818

소개

사람, 쥐, 랫드에서 WB, IP, ELISA용으로 검증된 토끼 단일클론 anti-RAB22A 항체입니다. 재조합 면역원 (aa 1-100). 핵심 엔도사이틱 트래피킹 GTPase인 ras-related protein Rab-22A를 타겟으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RAB22A Rabbit mAb
비고/별칭	RAB22A; ras-related protein Rab-22A
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	57403
GeneID	57403
면역원	사람 RAB22A (NP_065724.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫드 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	Q9UL26
단백질 분자량	22 kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)