


Wb, Elisa용 Anti-Rab23 토끼 다클로날 항체 - Q9Ulc3

품목 번호: CM0027637



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 인간 RAB23에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트에서 검증되었습니다. 섬모 수송 및 헤지호그 신호 전달에 관여하는 27kDa 단백질을 타겟으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RAB23 Rabbit pAb
비고/별칭	HSPC137; RAB23
종	Human
GeneID (Human)	51715
GeneID	51715
면역원	재조합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9ULC3
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백