

Wb, Ip, Elisa용 항-Rab24 다클론 항체 - Q969Q5

품목 번호: CM0026655

소개

인간, 마우스, 래트에서 WB, IP, ELISA로 검증된 토끼 유래 항-RAB24 다클론 항체입니다. 자가포식 및 세포내 막 수송에 관여하는 Ras 관련 단백질 Rab-24(UniProt Q969Q5)를 표적으로 하며, IVD 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RAB24 토끼 pAb
비고/별칭	RAB24
종	인간
유전자ID (인간)	53917
유전자ID	53917
면역원	재조합 단백질 인간 RAB24(NP_001026847.1)의 아미노산 1-203번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q969Q5
단백질 분자량	23kDa
배송 방법	아이스 팩