

Wb, Elisa용 항-Rab27B 다클론 항체 - O00194

품목 번호: CM0014910



소개

사람 RAB27B를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합하며 마우스와 교차 반응합니다.

GTPase 의존성 막 수송, 엔도솜 역학 및 축삭 수송을 연구하세요. - O00194

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RAB27B 토끼 pAb
비고/별칭	C25KG; RAB27B
종	사람
GeneID (사람)	5874
GeneID	5874
면역원	사람 RAB27B (NP_004154.2)의 아미노산 1-218에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	O00194
단백질 분자량	25kDa
배송 방식	아이스백