

Anti-Rab28 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P51157

품목 번호: CM0022222



소개

RAB28 Rabbit Polyclonal Antibody는 WB 및 ELISA에 검증되었습니다. 인간 RAB28(막 트래피킹 및 원뿔세포 외절편 박리에 관여하는 소형 GTPase)을 표적합니다. IVD 연구 응용에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RAB28 Rabbit pAb
비고/별칭	CORD18; RAB28
종	인간
GeneID (인간)	9364
GeneID	9364
면역원	재조합 단백질
원료	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P51157
단백질 무게	25kDa
배송	아이스팩