


웨스턴 블롯 및 Elisa용 Anti-Rab2A Rabbit Polyclonal Antibody - P61019

품목 번호: CM0016208



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 인간 RAB2A를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 검증됨. 자가포식 및 세포 내 이동 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	RAB2A Rabbit pAb
비고/별칭	LHX, RAB2, RAB2A
종	인간
GeneID (Human)	5862
면역원	인간 RAB2A (NP_002856.1)의 아미노산 1-212 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P61019
단백질 무게	24kDa
배송	아이스백