

Wb, Elisa용 Anti-Rab31 폴리클론항체 - Q13636

품목 번호: CM0030431



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 인간 RAB31 (Rab22B)을 표적하는 토끼 폴리클론항체. 마우스 및 래트와 교차반응함. 재조합 면역원으로 검증됨. 골지체 기능 및 엔도사이토시스에서 이 Rab GTPase의 역할을 탐구하세요.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RAB31 토끼 pAb
비고/별칭	Rab22B; RAB31
종	인간
유전자 ID (인간)	11031
유전자 ID	11031
면역원	인간 RAB31 (NP_006859.2)의 아미노산 1-195에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13636
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스백