


Wb, Elisa용 Anti-Rab38 폴리클로날 항체 - P57729

품목 번호: CM0022288



소개

웨스턴 블로팅(Western Blot) 및 ELISA용 인간 RAB38 (NY-MEL-1)에 대해 생산된 폴리클로날 항체입니다.

인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응하며 24 kDa 밴드를 검출합니다. 멜라노솜(melanosome) 생성 및 세포 내 트래피킹 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RAB38 Rabbit pAb
비고/별칭	rrGTPbp; NY-MEL-1; RAB38
종(Species)	인간 (Human)
GeneID (인간)	23682
GeneID	23682
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 (Recombinant Protein)
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간, 마우스, 랫트 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	P57729
단백질 분자량	24kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)