

Wb, Elisa용 Anti-Rab3Gap1 다클론 항체 - Q15042

품목 번호: CM0018854



소개

사람, 마우스, 랫드에서 WB 및 ELISA용으로 검증된 RAB3GAP1 토끼 다클론 항체입니다. 신경 발달 및 세포 내 수송에 관여하는 Rab3GAP 복합체의 촉매 소단위체입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RAB3GAP1 Rabbit pAb
비고/별칭	P130; MARTS2; WARBM1; RAB3GAP; RAB3GAP130; RAB3GAP1
종	사람
GeneID (사람)	22930
GeneID	22930
면역원	사람 RAB3GAP1의 아미노산 500-780에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001165906.1).
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q15042
단백질 중량	111kDa
배송	아이스팩