


Wb, Elisa용 항-Rab3Ip 다클론 항체 - Q96Qf0

품목 번호: CM0030381



소개

인간, 생쥐, 래트에서 웨스턴 블롯 및 ELISA에 검증된 RAB3IP 토끼 pAb입니다. 표적 단백질 RAB3IP는 RAB8A/B에 대한 GEF로, 소낭 수송 및 섬모형성에 관여합니다. 연구 사용에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RAB3IP 토끼 pAb
비고/별칭	RABIN3; RABIN8; RAB3IP
종	인간
유전자ID (인간)	117177
면역원	인간 RAB3IP (NP_071901.2)의 아미노산 1-150번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	Q96QF0
단백질 분자량	53kDa
배송 방식	아이스 팩