


Wb용 Anti-Rab4A 단일클론 항체 - P20338

품목 번호: CM0010825



소개

인간 RAB4A(P20338)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스와 교차 반응성을 보입니다. 세포 내 이동, VEGFR2 신호 전달, 엔도솜 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	상세 정보
제품명	RAB4A Rabbit mAb
비고/별칭	RAB4; HRES1; HRES-1; HRES-1/RAB4; RAB4A
종	인간
GeneID (인간)	5867
GeneID	5867
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P20338
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스백