


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Rab5A 단일클론 항체 - P20339

품목 번호: CM0007442



소개

엔도솜 트래피킹의 주요 조절자인 인간 RAB5A를 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨; 마우스 및 래트와 교차 반응. 엔도사이틱 트래피킹 및 막 융합 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RAB5A Rabbit mAb
비고/별칭	RAB5A; RAB5; ras-related protein Rab-5A
종	인간
유전자 ID (인간)	5868
유전자 ID	5868
면역원	인간 RAB5A (NP_004153.2)의 아미노산 115-215에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P20339
단백질 분자량	22kDa/23kDa
배송	아이스백