


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Rab5A 토끼 다클론 항체 - P20339

품목 번호: CM0013349



소개

인간, 마우스, 랫드에서 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 RAB5A 토끼 다클론 항체(P20339). 초기 엔도솜 수송 조절자인 RAB5A를 표적으로 하며, 막 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RAB5A 토끼 pAb
비고/별칭	RAB5; RAB5A
종	인간
GeneID (인간)	5868
GeneID	5868
면역원	인간 RAB5A(NP_004153.2)의 아미노산 1-215에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P20339
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스팩