

Anti-Rab5B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P61020

품목 번호: CM0026021



소개

RAB5B Rabbit Polyclonal Antibody는 인간, 마우스, 래트에서 Western blot, IF/ICC, IF-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 막 역학 연구를 위한 초기 내포체 이동의 주요 조절자인 Ras 관련 단백질 Rab-5B를 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RAB5B Rabbit pAb
비고/별칭	RAB5B
종	인간
GeneID (Human)	5869
GeneID	5869
면역원	합성 펩타이드 인간 RAB5B (NP_002859.1)의 아미노산 100-200 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P61020
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스백