

Wb, Elisa용 항-Rab5C 다클론 항체 - P51148

품목 번호: CM0022904



소개

WB 및 ELISA 응용 분야에 사용되는 인간 RAB5C(SWISS P51148)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 번역원: 아미노산 1-216에 해당하는 재조합 융합 단백질입니다. 인간과 교차 반응하며, 단백질 중량은 23kDa입니다. 내포 trafficking 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RAB5C 토끼 pAb
비고/별칭	RABL; L1880; RAB5L; RAB5CL; RAB5C
종	인간
유전자 ID (인간)	5878
유전자 ID	5878
번역원	인간 RAB5C (NP_958842.1)의 아미노산 1-216에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P51148
단백질 중량	23kDa
배송	아이스백