

Anti-Rab5C / Rabl 토끼 단일클론 항체 (Wb, If/Icc, Ip, Elisa용) - P51148

품목 번호: CM0003225



소개

인간 RAB5C/RABL을 타겟으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, IP, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 분자량: 23kDa. 초기 엔도사이틱 트래피킹 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RAB5C / RABL Rabbit mAb
비고/별칭	RABL; L1880; RAB5L; RAB5CL; RAB5C / RABL
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	5878
GeneID	5878
항원(Immunogen)	인간 RAB5C / RABL (P51148)의 아미노산 2-216에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P51148
단백질 분자량	23kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)