

Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Rab7 단일클론 항체 - P51149

품목 번호: CM0005828



소개

인간 RAB7을 표적으로 하는 마우스 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 엔도-리소좀 트래피킹 및 관련 질병 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RAB7 Mouse mAb
비고/별칭	RAB7; CMT2B; PRO2706
종(Species)	Human (인간)
Gene ID (Human)	7879
Gene ID	7879
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 RAB7 (NP_004628.4)의 아미노산 108-207 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Mouse (마우스)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간), Mouse (마우스), Rat (랫트)
SWISS	P51149
단백질 분자량	23 kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)