

Wb, Ip, Elisa용 Anti-Rab7 다클론 항체 - P51149

품목 번호: CM0013815



소개

인간, 마우스, 랫드에서 WB, IP, ELISA 검증을 완료한 RAB7(Ras-related protein Rab-7a) 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 엔도솜 수송, 자가포식 및 소포 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RAB7 Rabbit pAb
비고/별칭	RAB7; CMT2B; PRO2706
종	인간
GeneID (인간)	7879
GeneID	7879
면역원	합성 펩타이드 인간 RAB7(NP_004628.4)의 아미노산 100-207 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P51149
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스팩