

Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 항Rab7 토끼 단클론 항체 - P51149

품목 번호: CM0003289



소개

인간 RAB7을 표적으로 하는 재조합 토끼 단클론 항체입니다. WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 엔도솜 수송 연구에 필수적이며 IVD 분석 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RAB7 토끼 mAb
비고/별칭	RAB7; CMT2B; PRO2706
종	인간
GeneID (인간)	7879
GeneID	7879
면역원	합성 펩타이드: 인간 RAB7 (NP_004628.4)의 아미노산 108-207 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P51149
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스백