


Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Rab8A 단일클론 항체 - P61006

품목 번호: CM0002670



소개

인간 RAB8A (MEL, RAB8)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IP, ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차반응합니다. 세포내 이동, 섬모형성, 자가포식 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RAB8A Rabbit mAb
비고/별칭	MEL; RAB8; RAB8A
종	인간
GeneID (인간)	4218
GeneID	4218
면역원	인간 RAB8A (P61006)의 아미노산 100-207에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P61006
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스백