


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Rab8A 토끼 다클론 항체 - P61006

품목 번호: CM0019214



소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 RAB8A 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 RAB8A(24 kDa)를 인식합니다. 세포내 수송, 섬모형성, 자가포식 및 상피세포 극성화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RAB8A 토끼 pAb
비고/별칭	MEL; RAB8; RAB8A
종	인간
GeneID (인간)	4218
GeneID	4218
면역원	인간 RAB8A(NP_005361.2)의 아미노산 140-207에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P61006
단백질 분자량	24kDa
배송 방식	아이스 팩