

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Rab9A 단클론 항체 - P51151

품목 번호: CM0009118



소개

인간 RAB9A를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. RAB9A는 엔도솜에서 TGN으로의 수송을 조절하는 주요 조절자입니다. 세포 내 수송 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RAB9A 토끼 mAb
비고/별칭	RAB9; RAB9A
종	인간
GeneID (인간)	9367
GeneID	9367
면역원	인간 RAB9A(NP_004242.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 기원	토끼
분류	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P51151
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스백