

## Wb, Elisa용 Anti-Rab9P40 단일클론 항체 - Q7Z6M1

품목 번호: CM0003464

### 소개

사람 RAB9P40 (Rab9 effector p40)에 특이적인 재조합 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 진단 검사 개발에서 엔도솜에서 TGN으로의 수송을 연구하는데 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 매개변수    | 값                                                           |
| 제품명     | RAB9P40 Rabbit mAb                                          |
| 비고/별칭   | p40; RAB9P40; bA65N13.1                                     |
| 종       | 사람 (Human)                                                  |
| 유전자 ID  | 10244                                                       |
| 면역원     | 사람 RAB9P40 (Q7Z6M1)의 아미노산 273-372에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원     | 토끼 (Rabbit)                                                 |
| 카테고리    | 단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)                             |
| 응용      | WB, ELISA                                                   |
| 교차 반응성  | 사람 (Human), 마우스 (Mouse), 쥐 (Rat)                            |
| SWISS   | Q7Z6M1                                                      |
| 단백질 분자량 | 41kDa                                                       |
| 배송      | 아이스백                                                        |