

Wb, Elisa용 Anti-Rabac1 다클론 항체 - Q9Ui14

품목 번호: CM0019494

소개

인간 RABAC1(PRA1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 골지 소포 수송 및 Rab 단백질 조절 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RABAC1 토끼 pAb
비고/별칭	PRA1; YIP3; PRAF1; RABAC1
종	인간
유전자 ID (인간)	10567
유전자 ID	10567
면역원	인간 RABAC1(NP_006414.2)의 아미노산 1~185에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9UI14
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스팩