

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Rabggta 폴리클로날 항체 - Q92696

품목 번호: CM0024484

소개

인간 RABGGTA (Rab geranylgeranyltransferase subunit alpha)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로 Western blot, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응함. 프레닐화 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RABGGTA Rabbit pAb
비고/별칭	PTAR3; RABGGTA
종	인간
유전자 ID (인간)	5875
유전자 ID	5875
면역원	인간 RABGGTA (NP_878256.1)의 아미노산 240-360에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q92696
단백질 무게	65kDa
배송	아이스백