

Wb, Elisa용 항-Rabggtb 다클론 항체 - P53611

품목 번호: CM0019057



소개

인간 RABGGTB(제라닐제라닐 트랜스퍼레이스 2형 베타 소단위체)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스와 랫드에서도 교차 반응합니다. 프레닐화 및 세포 내 수송 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RABGGTB 토끼 다클론 항체
비고/별칭	GGTB; RABGGTB
종	인간
GeneID (인간)	5876
GeneID	5876
면역원	인간 RABGGTB(NP_004573.2)의 아미노산 1-331에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P53611
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스팩