

Wb, If/Icc, Elisa용 항Rabl3 토끼 다클론 항체 - Q5Hyi8

품목 번호: CM0018719

소개

인간 RABL3(PNCA5)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스 샘플과 반응합니다. KRAS 신호전달 및 섬모형성에 관여하는 소형 GTPase를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RABL3 토끼 pAb
비고/별칭	PNCA5; RABL3
종	인간
유전자 ID	285282
면역원	인간 RABL3 (NP_776186.2)의 아미노산 1-236에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q5HYI8
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백