


항인종 Rac Gtpase 활성화 단백질 1 (Rgap1) 다클론 항체 - Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 용 - Q9H0H5

품목 번호: CM0027125



소개

인간 RGA1 (Rac GTPase-activating protein 1)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 RGA1을 검출하며 예상 분자량은 71 kDa입니다. 세포주기 및 세포질분열 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RGAP1 토끼 pAb
비고/별칭	CYK4; CDAN3B; ID-GAP; HsCYK-4; MgcRacGAP; RGAP1
종	인간
유전자 ID (인간)	29127
유전자 ID	29127
면역원	인간 RGAP1 (NP_001119576.1)의 아미노산 353-632에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H0H5
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스백