


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Rac1/2/3 토끼 다클로날 항체 - P63000 / P15153 / P60763

품목 번호: CM0028674



소개

사람, 쥐, 랫드에서 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 Anti-Rac1/2/3 토끼 다클로날 항체입니다. Rac1, Rac2, Rac3 (P63000/P15153/P60763)를 타겟으로 하며, 세포 이동 및 세포골격 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rac1/2/3 Rabbit pAb
비고/별칭	MIG5; MRD48; Rac-1; TC-25; p21-Rac1; Rac1/2/3
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	5879/ 5880/ 5881
면역원(Immunogen)	사람 Rac1/2/3 (NP_008839.2)의 아미노산 1-192에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	P63000/P15153/P60763
단백질 분자량	21kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)