

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Rac2 토끼 다클론 항체 - P15153

품목 번호: CM0015565



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 인간 RAC2(p21-Rac2) 표적 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 조혈 세포에서 내인성 RAC2를 검출하며, NADPH 산화효소, 식세포작용 및 GTPase 신호전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RAC2 토끼 pAb
비고/별칭	Gx; EN-7; IMD73A; IMD73B; IMD73C; HSPC022; p21-Rac2; RAC2
종	인간
GeneID (인간)	5880
GeneID	5880
면역원	인간 RAC2(NP_002863.1)의 아미노산 1-192번 구간에 해당하는 합성 펩타이드
항체 기원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P15153
단백질 분자량	21kDa
배송	얼음팩