

Wb, Elisa용 Anti-Rac3 토끼 다가클로날 항체 - P60763

품목 번호: CM0026539



소개

WB 및 ELISA 애플리케이션용 RAC3 토끼 다가클로날 항체(PAb). 사람 및 마우스 샘플에서 검증되었습니다. 세포 확산 및 액틴 역학에 관여하는 소형 GTPase RAC3를 타겟팅합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RAC3 Rabbit pAb
비고/별칭	RAC3
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	5881
유전자 ID	5881
면역원(Immunogen)	사람 RAC3 (NP_005043.1)의 아미노산 1-192에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다가클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P60763
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)