

Wb 및 Elisa용 항Rack1 단클론 항체 - P63244

품목 번호: CM0010972



소개

인간 RACK1(P63244)에 대한 토끼 단클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 번역, 신호 전달 및 세포 주기 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	RACK1 토끼 mAb
비고/별칭	H12.3; HLC-7; PIG21; GNB2L1; Gnb2-rs1; RACK1
종	인간
유전자 ID (인간)	10399
유전자 ID	10399
면역원	인간 RACK1(P63244)의 아미노산 220-310에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P63244
단백질 분자량	35kDa
배송 방식	아이스백