

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Rack1 토끼 다클로날 항체 - P63244

품목 번호: CM0019032



소개

인간 RACK1 (GNB2L1)을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 신호 전달, 번역 및 암 생물학 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	RACK1 Rabbit pAb
비고/별칭	H12.3; HLC-7; PIG21; GNB2L1; Gnb2-rs1; RACK1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	10399
GeneID	10399
면역원	인간 RACK1 (NP_006089.1)의 아미노산 30-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P63244
단백질 분자량	35 kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)